



AED Plus Elektrodenzusammenstellung

Artikel-Nr.	Beschreibung	
8900-0810-01	pedi padz II Elektroden für AED Plus und Pro <i>Multifunktionselektroden für Kinder ab 25kg oder 8 Jahre.</i> Optimiert für die Notfalltherapie und Spezialanwendungen. Haltbarkeit: 24 Monate (VE=1)	
8900-0802-01	stat padz II Elektroden für AED Plus und Pro (VE=12) <i>Multifunktionselektroden Optimiert für Notfallsituationen</i> - Preconnect™ Funktion: reduziert Arbeitsschritte, wenn es schnell gehen muss. - Speed Pack™ einfach und sicher in kritischen Situationen: Verpackung entfernen, Elektroden entnehmen und platzieren. - Neues HVP-Gel passt sich leicht den Hautkonturen an. - Die Lagerungsfähigkeit von 24 Monaten minimiert die Anzahl abgelaufener Produkte Verpackungseinheit von 12 Paar -Elektroden	
8900-0801-01	stat padz II Elektroden für AED Plus und Pro <i>Multifunktionselektroden Optimiert für Notfallsituationen</i> Verpackungseinheit von 1 Paar -Elektroden	
8900-0800-01	CPR-D padz Elektrode für AED Pro und Plus <i>Elektroden mit Herzdruckmassagesensor und Notfall-Set:</i> (Handschuhe, Beatmungsfolie, Schere, Einmalrasierer, je ein Einmalreinigungstuch feucht/trocken) Die CPR-D padz-Elektrode wurde speziell für AEDs von ZOLL entwickelt. Die einzigartige einteilige Elektroden-Gestaltung nutzt den bekannten CPR-Orientierungspunkt zur Auflage der Hände, so dass die CPR-D padz-Elektrode ohne Verzögerung am Patienten angebracht werden kann. Die CPR-D padz-Elektrode ist außerdem fünf Jahre haltbar – die längste Haltbarkeit verglichen mit allen zurzeit auf dem Markt erhältlichen Elektroden. (VE=1)	
8900-0400	CPR stat padz Elektroden für AED Pro und Plus (VE=8) Die CPR stat padz Elektrode ist für die Verwendung mit manuellen Defibrillatoren von ZOLL vorgesehen. Durch ihren zweiteiligen Aufbau wird gewährleistet, dass dem Notarzt/Rettungsanwender alle Behandlungsmöglichkeiten offen stehen. Die Elektrode ist so gestaltet, dass sie sowohl anterior/anterior als auch anterior/posterior eingesetzt werden kann. Haltbarkeit von 2 Jahren, Verpackungseinheit von 8 Stück .	

HOLTMANN Medizintechnik GmbH
T 02851 965266 · F 02851 965267
bestellung@holtmann-mt.de · www.holtmann-mt.de

